

Veřejná zakázka malého rozsahu „Defibrilátor“ – dodatečné informace č. 2

Dne 17. 3. 2021 byly vzneseny dotazy k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku, na které Vám zasíláme odpověď:

Dotaz č 1:

Zadavatel požaduje kompaktní, lehký defibrilátor s hmotností do 5 kg včetně příslušenství. Náš přístroj patří svými technologiemi mezi světovou špičku, splňuje požadavky kompatibility a uživatelské jednoduchosti v ovládání. Jako jediný dokáže monitorovat kvalitu resuscitace v reálném čase.

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat váhu přístroje v požadované konfiguraci s veškerým vybavením nejvýše 6,9 kg?

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na stávajícím parametru.

Dotaz č 2:

Zadavatel požaduje velikost TFT displeje 7". Náš přístroj disponuje velice kvalitním barevným LCD displejem s vysokým rozlišením 640 x 480 pixelů, 800 MCD. Displej přístroje lze konfigurovat a nastavovat dle potřeb obsluhy. Displej je vysoce kontrastní, vybaven technologií umožňující čitelnost za přímého slunečního svitu a čitelnost z boku.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat velikost našeho displeje 6,5"?

Odpověď č. 2:

Zadavatel bude akceptovat velikost displeje 6,5".

Dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje: při snímání křivky EKG možnost volby svodů, velikost křivky v rozsahu 0,25-4 cm/V. Technologie ZOLL se snaží eliminovat chybovost a dbá na přehlednost měření monitoru. Z toho důvodu základní velikosti křivky začíná na hodnotě 0,5 cm/V a pokračuje až do hodnoty 4 cm/V.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat iniciační velikost křivky 0,5 cm/V?

Odpověď č. 3:

Zadavatel bude akceptovat iniciační velikost křivky 0,5 cm/V.

Dotaz č. 4:

Zadavatel požaduje podání bifázického výboje v rozmezí 1-360J nastavitelný v 21 krocích. Přístroje ZOLL disponují patentovanou technologií rektilineárního bifázického výboje Rectilinear Biphasic™. Tato technologie již nepracuje s vysokoenergetickým výbojem 360J tak jak je tomu u starších typů přístrojů. Technologie Rectilinear Biphasic™ tím zkracuje čas nástupu efektivní defibrilace a díky snížení výbojové energie eliminuje zátěž myokardu. Použití výboje o 360J je dle studií o bifázických výbojích neindikováno. Přikládáme vyjádření předsedy České resuscitační rady, MUDr. Anatolije Truhláře. Viz příloha 1.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat modernější technologii, které umožňuje maximální výboj 200J v požadovaném nastavení po 21 krocích?

Odpověď č. 4:

Zadavatel trvá na stávajícím parametru.

Dotaz č. 5:

Zadavatel požaduje rychlé nabití do 5 sekund na hodnotu 200J, na hodnotu 360J do 8 sekund

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat délku nabití na maximální výboj menší než 7s.?

Odpověď č. 5:

Zadavatel trvá na stávajícím parametru.

Dotaz č. 6:

Zadavatel požaduje pojízdný vozík k defibrilátoru od výrobce defibrilátoru

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat pojízdný vozík k nabízenému přístroji, který je pro tento přístroj certifikován, ale vyroben jiným výrobcem než přístroj?

Odpověď č. 6:

Zadavatel bude akceptovat certifikovaný přístroj od jiného výrobce.

S pozdravem

Ing. Eva Tomášová
ředitel

Dne: 19. 3. 2021